

ORBITAL SHAKER PURIKER OS



좋은 내구성으로 고장 없이
오랫동안 사용할 수 있는 실험실용 진탕기

STANDARD SPECIFICATION

MODEL	PURIKER OS
Speed range	30 ~ 300 rpm
Shaking Throw	20mm
Motor	BLDC Motor
Speed Control	Analog Jog Dial
Platform size (WxDxH)mm	300 x 300
Size (WxDxH)mm	320 x 420 x 120
Power Consumption	30W
Power	AC100 ~ 240V, 50/60Hz
Weight(Kg)	12.1

MAIN FEATURE

- BLDC 모터를 적용하여 장시간 작동 보장
- 피드백 제어 시스템을 통한 정확한 속도 제어 가능
- 부드러운 작동을 통하여 매끄러운 진탕 품질 제공
- 낮은 높이 모양의 디자인으로 고속에서도 안정적인 사용
- 제품에 과도한 힘이 가해지는 것을 방지하기 위한
“자동 정지” 및 “알람 기능” 제공
- 미끄러짐 방지를 위한 “실리콘 패드” 제공

