

## ROKER PURIKER RK



좋은 내구성과 부드러운  
속도 변화가 가능한 실험실용 로커

### STANDARD SPECIFICATION

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| MODEL                   | PURIKER RK            |
| Speed range             | 4 ~ 80 rpm            |
| Tilt Angle              | $\pm 9^\circ$         |
| Motor                   | BLDC Motor            |
| Speed Control           | Analog Jog Dial       |
| Platform size (WxDxH)mm | 300 x 300             |
| Size (WxDxH)mm          | 300 x 378 x 142       |
| Power Consumption       | 20W                   |
| Power                   | AC100 ~ 240V, 50/60Hz |
| Weight(Kg)              | 5.4                   |

### MAIN FEATURE

- SeeSaw 모션 [2D 모션]
- 마찰에 의한 소음, 스파크, 전기적 소음 등의 문제가 없는 수명이 긴 BLDC 모터를 적용
- 실리콘 패드 기본 옵션
- 2단 플랫폼 옵션

